

- Høst- og vintersko s. 4
- Fritid s. 13
- Sko s. 26
- Sandaler s. 31
- Barn s. 35

For dine føtter

HØST/VINTER 2026

magnussen-spesialsko.no

Med forbehold om trykkfeil

Innhold

- Høst- og vintersko s. 4
- Fritid s. 13
- Sko s. 26
- Sandaler s. 31
- Barn s. 35

Våre sko har uttagbare såler for bruk til individuelle fotsenger eller andre ortopediske hjelpemidler.

Alle våre sko er godkjent av NAV.

Vi fører også sokker og såkalt «steps» for bruk på foten, eller som trekk på fotsengen for å bevare den.

Symbolforklaringer:



Størrelse



Vidde



Dropp



Ekstra demping i helen



Atop/BOA



Kan leveres med lengre borrelåser



Stretch



Vannavvisende

sympatex®



SOLIDUS

00078	s.33
00120	s.30
00133	s.9
00152	s.9
00155	s.30
00159	s.27
00168	s.26
00169	s.9
00172	s.29
00173	s.28
00174	s.26
00175	s.27
00176	s.28
00659	s.10
00930	s.26

NEW BALANCE

05529	s.24
05561	s.24
05576	s.24
05584	s.42
05593	s.42
05595	s.42
05651	s.42
05660	s.25
05661	s.25
05665	s.25
05666	s.25
05667	s.24

05668	s.25
05669	s.24
05673	s.24
05674	s.24
05675	s.24
05676	s.24

JAM

10139	s.7
10253	s.37
10254	s.37
10274	s.15
10276	s.38
10286	s.37
10290	s.37
10291	s.37
10294	s.41
10297	s.25
10298	s.25
10301	s.41
10307	s.42
10309	s.22
10312	s.41
10321	s.44
10322	s.44
10326	s.40
10329	s.39
10330	s.39
10334	s.23
10335	s.23
10340	s.22

10341	s.22
10342	s.21
10345	s.22
10348	s.18
10353	s.11
10354	s.7
10355	s.7
10359	s.11
10361	s.12
10362	s.12
10367	s.17
10368	s.17
10371	s.39
10372	s.39
10373	s.39
10374	s.39
10375	s.38
10376	s.38
10377	s.38
10378	s.38
10379	s.8 + 38
10380	s.36
10381	s.36
10382	s.36
10383	s.36
10385	s.43
10386	s.43
10387	s.23
10388	s.23
10390	s.22
10391	s.42

10392	s.42
10393	s.41
10394	s.41
10395	s.41
10396	s.42
10397	s.42
10400	s.22
10401	s.22
10402	s.22
10403	s.22
10404	s.19
10405	s.19
10415	s.21
10418	s.29
10423	s.30
10424	s.41
10425	s.41
10426	s.39
10427	s.39
10428	s.39
10429	s.39
10432	s.14
10433	s.15
10434	s.18
10435	s.5
10436	s.40
10437	s.40
10438	s.37
10439	s.37
10440	s.37
10441	s.37

10442	s.36
10443	s.36
10444	s.10
10445	s.5
10447	s.10
10448	s.11
10449	s.11
10450	s.30
10451	s.30
10453	s.11
10455	s.18
10456	s.15
10457	s.5
10458	s.16
10459	s.16
10460	s.16
10461	s.16
10462	s.21
10463	s.21
10465	s.19
10470	s.19
10471	s.19
10472	s.22
10473	s.22
10475	s.14
10476	s.41
10477	s.41
10478	s.40
10479	s.40
10480	s.36
10485	s.14



Vi er opptatt av gode produkter med den beste kvalitet. Gjennom samarbeid med landets ledende ortopediske verksteder, utvikler vi spesialfottøy egnet som ortopediske hjelpemidler.

- for dine føtter

10486	s.14
10487	s.21
10488	s.16
10489	s.16
10490	s.16
10491	s.16
10492	s.16
10493	s.16
10494	s.16
10495	s.16
10496	s.43
10497	s.43
10498	s.28
10499	s.28
10500	s.26
10501	s.27
10502	s.26
10504	s.30
10505	s.15
10506	s.15
10507	s.21
10508	s.21
10509	s.21
10510	s.21
10511	s.36
10512	s.36
10513	s.36
10514	s.36
10515	s.40
10516	s.40
10517	s.36

10518	s.15
10519	s.15
10520	s.14
10521	s.14
10522	s.14
10523	s.14
10524	s.15
10525	s.20
10526	s.20
10527	s.23
10528	s.23
10529	s.20
10530	s.20
10531	s.20
10532	s.20
10533	s.28
10534	s.26
10535	s.29
10536	s.29
10537	s.29
10538	s.29
10539	s.10
10540	s.19
10541	s.19
10542	s.19
10543	s.17
10544	s.17
10545	s.17
10546	s.17
10547	s.7
10548	s.5

10549	s.5
10550	s.11
10551	s.17
10552	s.27
10553	s.6
10554	s.6
10555	s.7
10556	s.7
10557	s.6
10558	s.6
10559	s.6
10560	s.9
10561	s.6
10562	s.10
10563	s.12
10564	s.41
10565	s.25
10566	s.25
10567	s.43
10568	s.43
10569	s.43
10570	s.43
MEPHISTO	
23104	s.31
23105	s.31
23115	s.31
23149	s.31
23155	s.31
23157	s.31

AKU	
25163	s.18
25174	s.18
MENDIVIL	
30010	s.44
30011	s.44
30037	s.44
30040	s.38
30045	s.38
POMAR	
35026	s.10
35089	s.8
35118	s.8
35125	s.8
35153	s.8
KÜNZLI	
40003	s.34
FINN COMFORT	
50133	s.34
50330	s.31
50344	s.28
50356	s.34
50381	s.34
50384	s.27
50395	s.32
50419	s.32
50429	s.31

50439	s.32
50458	s.32
50462	s.32
50463	s.32
50467	s.32
NIMCO	
55002	s.33
55003	s.33
55005	s.33
55006	s.33
55009	s.33
EASY UP	
60002	s.45
60003	s.45
60007	s.45
60008	s.45
60009	s.34 + 45
ERIMED	
80095	s.34
80096	s.34





JAM OKAKI

sympatex®

ART. 10445 | 54257067 | 10-2-07-M

 36-42  M



JAM OKAKI

sympatex®

ART. 10548 | 54767019 | 10-2-34-M

 36-42  M

CE MD



JAM OKAKI

sympatex®

ART. 10549 | 22467008 | 10-1-55-M

 40-48  M

CE MD



JAM OKAKI

sympatex®

ART. 10457 | 54257068 | 10-2-07-M

 36-42  M


ART. 10435 | 22257042 | 10-1-07-M

 40-46  M

JAM SOFTWALK



ART. 10557 | 54167075 | 10-2-58-K




CE MD

JAM SOFTWALK



ART. 10559 | 22267032 | 10-1-58-K




CE MD


JAM SOFTWALK



ART. 10558 | 54267075 | 10-2-58-M



ART. 10561 | 22267033 | 10-1-58-M




CE MD

JAM SOFTWALK



ART. 10553 | 54267074 | 10-2-57-M




CE MD

JAM SOFTWALK



ART. 10554 | 54167072 | 10-2-57-M




CE MD




JAM STOCKHOLM
DESIGN GROUP

ART. 10355 | 54147129 | 10-2-24-K



JAM SOFTWALK

ART. 10556 | 54167074 | 10-2-58-K




CE MD



JAM SOFTWALK

ART. 10555 | 54167073 | 10-2-57-M




CE MD



JAM SOFTWALK

sympatex®


ART. 10354 | 54147126 | 10-2-21-M



JAM OKAKI

sympatex®

ART. 10547 | 22167021 | 10-1-01-N




CE MD



JAM OKAKI

sympatex®

ART. 10139 | 22127003 | 10-1-01-N







ART. 35153 | 52157410 | 35-2-02-K





ART. 35089 | 54196623 | 35-2-01-M



ART. 35125 | 54127538 | 35-2-06-K




ART. 35118 | 54217454 | 35-2-03-M



JAM OKAKI




ART. 10379 | 84247005 | 10-3-33-M



solidus
EST. GERMANY 1990



ART. 00152 | 52137414 | 00-2-07-M



solidus
EST. GERMANY 1990



ART. 00133 | 53137593 | 00-2-06-M



solidus
EST. GERMANY 1990




ART. 00169 | 51157443 | 00-2-35-K



JAM SOFTWALK



ART. 10560 | 52167025 | 10-2-59-K




CE MD



JAM SOFTWALK



ART. 10539 | 22467001 | 10-1-61-M



JAM UNIFIED.




ART. 10447 | 22457006 | 10-1-29-K



JAM SOFTWALK



ART. 10562 | 22167022 | 10-1-57-M



JAM STOCKHOLM DESIGN GROUP



ART. 10444 | 22157039 | 10-1-30-M




solidus
EST. GERMANY 1990


pomar



ART. 00659 | 21137425 | 00-1-26-N



ART. 35026 | 22137421 | 35-1-04-N



JAM OKAKI

sympatex®

Brodd



ART. 10550 | 54267073 | 10-2-08-M

36-42 M

CE MD

JAM OKAKI

sympatex®

Brodd



ART. 10359 | 54147127 | 10-2-08-M

36-42 M

JAM SOFTWALK

Brodd



ART. 10453 | 54157073 | 10-2-08-M

36-42 M

ART. 10353 | 54147132 | 10-2-08-M

36-42 M

JAM SOFTWALK

Brodd



ART. 10448 | 54157074 | 10-2-08-N

36-42 N

ART. 10449 | 22157038 | 10-1-08-N


40-46 N



JAM SOFTWALK

Brodd

ART. 10362 | 22147052 | 10-1-08-M



JAM SOFTWALK

Brodd

ART. 10563 | 22267034 | 10-1-08-M



CE MD



JAM OKAKI

sympatex®

Brodd

ART. 10361 | 22147051 | 10-1-08-M





JAM **OKAKI**

sympatex®



ART. 10520 | 35267018 | 10-2-03-M

36-43 M 7 mm

CE MD

JAM **OKAKI**

sympatex®



ART. 10475 | 35763031 | 10-2-03-M

36-43 M 10 mm

CE MD

JAM **OKAKI**

sympatex®



ART. 10432 | 05257034 | 10-1-03-M

40-47 M 10 mm

ART. 10521 | 05267026 | 10-1-03-M CE MD

40-48 M 7 mm

JAM **OKAKI**

sympatex®



ART. 10522 | 35167020 | 10-2-03-M

36-43 M 7 mm

ART. 10485 | 35163018 | 10-2-03-M

36-43 M 7 mm

ART. 10523 | 05167023 | 10-1-03-M

40-48 M 7 mm

ART. 10486 | 05163019 | 10-1-03-M

40-47 M 7 mm

CE MD

JAM **OKAKI**

sympatex®



ART. 10518 | 35267019 | 10-2-03-M

36-43 M ± 7 mm

CE MD

JAM **OKAKI**

sympatex®



ART. 10519 | 05467027 | 10-1-03-M

40-48 M ± 7 mm

CE MD

JAM **OKAKI**

sympatex®



ART. 10524 | 02267026 | 10-1-05-N

40-48 N ± 10,5 mm

CE MD

JAM **OKAKI**

sympatex®



ART. 10274 | 05127432 | 10-1-10-M

41-46 M ± 10 mm

JAM **OKAKI**

sympatex®



ART. 10505 | 35167009 | 10-2-05-N CE MD

35-42 N ± 10,5 mm

ART. 10433 | 35157018 | 10-2-05-N

35-42 N ± 12 mm

ART. 10506 | 05167010 | 10-1-05-N CE MD

40-48 N ± 10,5 mm

ART. 10456 | 05157019 | 10-1-05-N

40-47 N ± 12 mm

**JAM OKAKI**

sympatex®

ART. 10460 | 32663032 | 10-2-01-K

35-42 K 13 mm Atop

ART. 10461 | 32663031 | 10-2-01-N

35-42 N 13 mm Atop

ART. 10493 | 02663002 | 10-1-01-K

40-50 K 13 mm Atop

ART. 10492 | 02663001 | 10-1-01-N

40-50 N 13 mm Atop

CE MD

**JAM OKAKI**

sympatex®

ART. 10458 | 32163027 | 10-2-01-K

35-42 K 13 mm Atop

ART. 10495 | 32163029 | 10-2-01-N

35-42 N 13 mm Atop

ART. 10490 | 02163003 | 10-1-01-K

40-50 K 13 mm Atop

ART. 10494 | 02163006 | 10-1-01-N

40-50 N 13 mm Atop

CE MD

**JAM OKAKI**

sympatex®

ART. 10459 | 54163002 | 10-2-01-K

35-42 K 13 mm

ART. 10488 | 54163003 | 10-2-01-N

35-42 N 13 mm

ART. 10491 | 22163002 | 10-1-01-K

40-50 K 13 mm

ART. 10489 | 22163003 | 10-1-01-N

40-50 N 13 mm

CE MD

JAM **DKAKI**

sympatex®

ART. 10543 | 35767014 | 10-2-54-K

36-42 K 10,5 mm

ART. 10544 | 05767014 | 10-1-54-K

40-47 K 10,5 mm

CE MD

JAM **DKAKI**

sympatex®

ART. 10545 | 35267020 | 10-2-07-M

36-42 M 11 mm

ART. 10546 | 05267028 | 10-1-07-M

40-47 M 11 mm

CE MD

JAM **DKAKI**

sympatex®

ART. 10367 | 35147028 | 10-2-03-M

36-42 M 10 mm

ART. 10368 | 05147016 | 10-1-03-M

40-47 M 10 mm

ART. 10551 | 05167026 | 10-1-03-M CE MD

40-47 M 7 mm



JAM OKAKI

sympatex®



JAM OKAKI

sympatex®

ART. 10434 | 35257008 | 10-2-05-N

35-42 N 12 mm Atop

ART. 10455 | 05257035 | 10-1-05-N

40-47 N 12 mm Atop

ART. 10348 | 05237005 | 10-1-23-N

40-47 N 16 mm Atop





ART. 25174 | 05233405 | 25-1-03-M

7-11 M

ART. 25163 | 05207404 | 25-1-03-M

7,5-10 M



JAM OKAKI



ART. 10540 | 35667009 | 10-2-04-M | Halvcarbon

36-42 M 11,5 mm

CE MD

JAM OKAKI



ART. 10541 | 35467004 | 10-2-04-M | Fullcarbon

36-42 M 11,5 mm

ART. 10542 | 05467031 | 10-1-04-M | Fullcarbon

40-47 M 11,5 mm

CE MD

JAM OKAKI



ART. 10465 | 35663021 | 10-2-50-K

36-42 K 12 mm

CE MD

JAM OKAKI



ART. 10404 | 35153035 | 10-2-04-K | Halvcarbon

36-41 K 14 mm

ART. 10405 | 05153027 | 10-1-04-K | Halvcarbon

40-47 K 14 mm

JAM OKAKI



ART. 10470 | 35463024 | 10-2-10-M

35-42 M 9 mm

CE MD

JAM OKAKI



ART. 10471 | 05463039 | 10-1-10-M

40-47 M 9 mm

CE MD

JAM ØKAKI



ART. 10531 | 35667008 | 10-2-05-M

35-42 M 10,5 mm

CE MD

JAM ØKAKI



ART. 10532 | 05667004 | 10-1-05-M

40-48 M 10,5 mm

CE MD

JAM ØKAKI



ART. 10529 | 35167022 | 10-2-05-N

35-42 N 10,5 mm

ART. 10530 | 05167025 | 10-1-05-N

40-48 N 10,5 mm

CE MD

JAM ØKAKI



ART. 10525 | 35667007 | 10-2-05-O

35-42 O 10,5 mm

CE MD

JAM ØKAKI



ART. 10526 | 05467028 | 10-1-05-O

40-48 O 10,5 mm

CE MD

Turbo

Vidde O

Vår nye O-lest er vårt romsligste alternativ.
Utviklet for de som trenger ekstra
volum og bredde.

JAM **OKAKI**

ART. 10507 | 35167010 | 10-2-05-M

35-42 M 10,5 mm

ART. 10509 | 35167011 | 10-2-05-N

35-42 N 10,5 mm

ART. 10508 | 05167011 | 10-1-05-M

40-48 M 10,5 mm

ART. 10510 | 05167012 | 10-1-05-N

40-48 N 10,5 mm

CE

JAM **OKAKI**

Slip-in

ART. 10463 | 43763010 | 10-2-06-M

35-42 M 13,5 mm

CE

JAM **OKAKI**

Slip-in

ART. 10462 | 35463023 | 10-2-02-K

35-42 K 10 mm

ART. 10487 | 05463038 | 10-1-02-K

40-48 K 10 mm

CE

JAM **OKAKI**

ART. 10415 | 35153033 | 10-2-06-K

36-40 K 15 mm

JAM **OKAKI**

ART. 10342 | 02843002 | 10-1-06-M

40-47 M 15 mm

JAM **OKAKI**

ART. 10340 | 35143033 | 10-2-02-K

36-42 K 10 mm

ART. 10341 | 05143017 | 10-1-02-K

40-48 K 10 mm

JAM **OKAKI**

ART. 10402 | 05453024 | 10-2-02-M

36-42 M 10 mm

ART. 10403 | 05453025 | 10-1-02-M

40-45 M 10 mm

JAM **OKAKI**

ART. 10400 | 35153034 | 10-2-02-M

37-39 M 10 mm

ART. 10401 | 05153026 | 10-1-02-M

40-45 M 10 mm

JAM **OKAKI**

ART. 10472 | 35763035 | 10-2-02-K

35-42 K 10 mm

CE MD

JAM **OKAKI**

ART. 10345 | 35643048 | 10-2-02-K

36-42 K 10 mm

ART. 10473 | 35663025 | 10-2-02-K

35-42 K 10 mm

CE MD

ART. 10390 | 05653016 | 10-1-02-K

40-47 K 10 mm

ART. 10309 | 05633496 | 10-1-02-K

41-47 K 10 mm

JAM **OKAKI**

ART. 10527 | 35167021 | 10-2-05-N

35-42 N 10,5 mm

ART. 10528 | 05167024 | 10-1-05-N

40-48 N 10,5 mm

CE **MD**JAM **OKAKI**

ART. 10387 | 35753022 | 10-2-02-M

36-41 M 10 mm

ART. 10388 | 05753016 | 10-1-02-M

40-47 M 10 mm

JAM **OKAKI**

ART. 10334 | 35143034 | 10-2-02-M

36-42 M 10 mm

ART. 10335 | 05143018 | 10-1-02-M


40-47 M 10 mm



ART. 05669 | 35667450 | 05-2-17-D



ART. 05667 | 05467413 | 05-1-17-2E




ART. 05675 | 35767418 | 05-2-21-D



ART. 05676 | 35767419 | 05-2-21-4E



ART. 05673 | 05167417 | 05-1-21-2E



ART. 05674 | 05167418 | 05-1-21-6E



ART. 05561 | 35427415 | 05-2-05-D



847

ART. 05529 | 35117468 | 05-2-01-D



ART. 05576 | 05133429 | 05-1-01-2E






608

ART. 05660 | 05663436 | 05-1-19-2E



608

ART. 05665 | 05163417 | 05-1-19-2E




ART. 05666 | 05163418 | 05-1-19-4E



928

ART. 05661 | 35663461 | 05-2-08-4E




ART. 05668 | 35167415 | 05-2-20-D




JAM UNIFIED.



ART. 10565 | 35667010 | 10-2-41-M



ART. 10566 | 05667005 | 10-1-41-M

JAM STOCKHOLM
DESIGN GROUP

ART. 10297 | 32733455 | 10-2-48-M



ART. 10298 | 02433448 | 10-1-48-M



JAM SOFTWALK



ART. 10534 | 32167006 | 10-2-51-M



36-42



M



14 mm



JAM SOFTWALK



ART. 10502 | 32163031 | 10-2-51-K



36-42



K



14 mm



JAM SOFTWALK



ART. 10500 | 32263021 | 10-2-52-M



36-42



M



14 mm

solidus
EST. GERMANY 1990

ART. 00174 | 32267443 | 00-2-37-M



3-9



M

solidus
EST. GERMANY 1990solidus
EST. GERMANY 1990

ART. 00930 | 32137476 | 00-2-07-M



3,5-9



M



18 mm



ART. 00168 | 31157421 | 00-2-36-K



4,5-8



K




15 mm

JAM SOFTWALK



ART. 10552 | 33167021 | 10-2-56-K



JAM SOFTWALK



ART. 10501 | 33463011 | 10-2-52-K



solidus
EST. GERMANY 1992



ART. 00159 | 36147415 | 00-2-15-K



solidus
EST. GERMANY 1992



ART. 00175 | 32167440 | 00-2-03-M



ART. 50384 | 35107448 | 50-2-04-N



JAM OKAKI



ART. 10499 | 41463012 | 10-2-13-K



36-42



K



13 mm



JAM OKAKI



ART. 10498 | 41163041 | 10-2-13-M



36-42



M



13 mm



JAM SOFTWALK



ART. 10533 | 32167005 | 10-2-52-K



36-42



K

solidus
EST. GERMANY 1910

ART. 00176 | 32167441 | 00-2-18-K



3-9



K

solidus
EST. GERMANY 1910

ART. 00173 | 43763414 | 00-2-05-K



3-9



K



ART. 50344 | 31182503 | 50-2-10-N



36-43



N



10 mm



JAM STOCKHOLM
DESIGN GROUP




ART. 10535 | 02267027 | 10-1-60-K



JAM STOCKHOLM
DESIGN GROUP



ART. 10536 | 02467013 | 10-1-60-K



solidus
EST. GERMANY 1980



ART. 00172 | 02463414 | 00-1-04-M



JAM SOFTWALK




ART. 10418 | 02253011 | 10-1-31-M



JAM SOFTWALK



ART. 10538 | 02267028 | 10-1-61-N



JAM SOFTWALK



ART. 10537 | 02167015 | 10-1-61-M



JAM SOFTWALK



ART. 10450 | 01157001 | 10-1-19-M

40-47 M 15 mm

JAM SOFTWALK



ART. 10451 | 01257004 | 10-1-19-M

40-45 M 15 mm

JAM STOCKHOLM
DESIGN GROUP

ART. 10504 | 02163007 | 10-1-49-K

40-47 K 16 mm



JAM SOFTWALK



ART. 00120 | 01133407 | 00-1-09-K

8-11 K 15 mm

solidus
EST. GERMANY 1910

JAM SOFTWALK



ART. 00155 | 02147411 | 00-1-04-K

7-12 K



ART. 10423 | 02153010 | 10-1-32-M

43-45 M 15 mm

MEPHISTO M



ART. 23157 | 41163471 | 23-2-06



36-42

MEPHISTO M



ART. 23155 | 11163414 | 23-1-03



41-46



ART. 50330 | 11137402 | 50-1-01



34-47



MEPHISTO M



ART. 23105 | 41153522 | 23-2-01



35-42



13 mm

ART. 23104 | 11143421 | 23-1-01



39-48



13 mm



ART. 23149 | 41147400 | 23-2-02



36-42



15 mm

ART. 23115 | 11103426 | 23-1-02



39-47



15 mm



ART. 50429 | 11233417 | 50-1-16



35-47





ART. 50419 | 11123431 | 50-1-01



37-49



ART. 50439 | 11137401 | 50-2-04



36-42



ART. 50467 | 41967404 | 50-2-02



36-43



ART. 50395 | 41113615 | 50-2-01



36-47



ART. 50458 | 11253426 | 50-1-01



36-47



ART. 50462 | 57857408 | 50-2-05



37-43

ART. 50463 | 27857404 | 50-1-01




39-47





ART. 55005 | 32137483 | 55-2-02-N




ART. 55009 | 32163428 | 55-2-02-N | Bestillingsvare



ART. 55006 | 02237425 | 55-1-02-N




ART. 55003 | 02127457 | 55-1-01-N



Semi Rigid såle



ART. 55002 | 02427416 | 55-1-01-N



solidus
EST. GERMANY 1990



ART. 00078 | 01223405 | 00-1-02-N





ART. 50356 | 11292434 | Bestillingsvare



ART. 50381 | 41103684 | 50-1-16




ART. 50133 | 11137403 | 50-1-16 | Bestillingsvare



künzli.




ART. 40003 | 05127436 | 40-1-01-K



Uttagbare spiler | Semi Rigid såle




ART. 60009 | 02163418 | 60-3-01-L



ART. 80095 | 02182447 | Bestillingsvare



ART. 80096 | 32182525 | Bestillingsvare





Barn

Våre barnesko er merket med tre vidder: S, M og L.



S: VÅR SMALESTE LEST



M: VÅR MELLOMSTE LEST

Den mest brukte som kan brukes til ortoser og føtter som trenger noe volum.



L: VÅR BREDESTE LEST

Brukes til ortoser og føtter som trenger mye volum.

JAM **DKAKI**

sympatex®

ART. 10513 | 84167014 | 10-3-15-S **CE** **MD**

31-41 S 10 mm

ART. 10514 | 84167015 | 10-3-15-L **CE** **MD**

31-41 L 10 mm

ART. 10442 | 84157029 | 10-3-15-S

31-37 S 12 mm

ART. 10443 | 84157030 | 10-3-15-L

31-37+41 L 12 mm

JAM **DKAKI**

sympatex®

ART. 10511 | 83367016 | 10-3-15-S

31-39 S 10 mm

ART. 10512 | 83367017 | 10-3-15-L

31-39 L 10 mm

CE **MD**JAM **DKAKI**

sympatex®

ART. 10380 | 83347016 | 10-3-15-S

31-41 S 12 mm

ART. 10381 | 83347017 | 10-3-15-L

31-40 L 12 mm

JAM **DKAKI**

sympatex®

ART. 10517 | 84467020 | 10-3-15-S **CE** **MD**

31-41 S 12 mm

ART. 10480 | 84457023 | 10-3-15-L

31-41 L 12 mm

JAM **DKAKI**

sympatex®

ART. 10382 | 84447009 | 10-3-15-S

31-41 S 12 mm

ART. 10383 | 84447010 | 10-3-15-L

31-41 L 12 mm




JAM **ponny**
sympatex®

ART. 10438 | 83957007 | 10-3-18-S



ART. 10439 | 83957008 | 10-3-18-L




JAM **ponny**
sympatex®

ART. 10440 | 84457019 | 10-3-18-S




ART. 10441 | 84457020 | 10-3-18-L




JAM **ponny**
sympatex®

ART. 10253 | 84417429 | 10-3-42-S




JAM **OKAKI**
sympatex®

ART. 10290 | 84927408 | 10-3-43-M




ART. 10291 | 83127416 | 10-3-43-M




JAM **OKAKI**
sympatex®

ART. 10254 | 84117428 | 10-3-43-M



JAM **OKAKI**
sympatex®

ART. 10286 | 83327427 | 10-3-43-S






ART. 30040 | 82107407 | 30-3-01-S




ART. 30040 | 82117407 | 30-3-01-S



ART. 30045 | 65127429 | 30-3-01-L



ART. 30045 | 82217401 | 30-3-01-L




CE MD

JAM DKAKI

sympatex®



ART. 10276 | 82127406 | 10-3-16-M




JAM DKAKI

sympatex®



ART. 10379 | 84247005 | 10-3-33-M




JAM DKAKI


sympatex®



ART. 10377 | 83447007 | 10-3-15-S



ART. 10378 | 83447008 | 10-3-15-L




JAM DKAKI


sympatex®



ART. 10375 | 84847006 | 10-3-15-S



ART. 10376 | 84847007 | 10-3-15-L





JAM **PONY**
sympatex®

ART. 10426 | 62353002 | 10-3-09-S

 20-32  S  11 mm

ART. 10427 | 62353003 | 10-3-09-M

 20-32  M  11 mm



JAM **PONY**
sympatex®

ART. 10428 | 63453005 | 10-3-09-S

 20-32  S  11 mm

ART. 10429 | 63453006 | 10-3-09-M

 20-32  M  11 mm



JAM **PONY**
sympatex®

ART. 10371 | 64347003 | 10-3-20-S

 20-27  S  8 mm

ART. 10372 | 64347004 | 10-3-20-L

 20-27  L  8 mm



JAM **PONY**
sympatex®

ART. 10373 | 65447006 | 10-3-20-S

 20-27  S  8 mm

ART. 10374 | 65447007 | 10-3-20-L

 20-27  L  8 mm



JAM **PONY**
sympatex®

ART. 10330 | 65437008 | 10-3-20-M

 20-32  M  10 mm



JAM **PONY**
sympatex®

ART. 10329 | 64337005 | 10-3-20-M

 20-32  M  10 mm



JAM OKAKI

sympatex®

ART. 10436 | 63157009 | 10-3-15-S

31-41 S 12 mm

ART. 10437 | 63157010 | 10-3-15-L

31-41 L 12 mm



JAM OKAKI

sympatex®

ART. 10326 | 65437007 | 10-3-40-M

30-40 M 10 mm



JAM OKAKI

sympatex®

ART. 10478 | 64963010 | 10-3-06-S

28-42 S 13 mm

ART. 10479 | 64963011 | 10-3-06-L

28-42 L 13 mm

CE MD



JAM OKAKI

sympatex®

ART. 10515 | 65167004 | 10-3-06-S

28-42 S 13 mm

ART. 10516 | 65167005 | 10-3-06-L

28-42 L 13 mm

CE MD

JAM OKAKI**ART. 10294** | 65433446 | 10-3-06-S

28-33+40-42 S 15 mm

ART. 10312 | 65433445 | 10-3-06-L

28-33 L 15mm

ART. 10424 | 65453033 | 10-3-06-S

28-42 S 15 mm

ART. 10425 | 65453034 | 10-3-06-L

34-41 L 15mm

JAM OKAKI**ART. 10393** | 64353027 | 10-3-06-S

28-40 S 15mm

ART. 10394 | 64353028 | 10-3-06-M

28-40 M 15mm

ART. 10476 | 64363037 | 10-3-06-S

28-39 S 15mm

CE MD

ART. 10477 | 64363038 | 10-3-06-M

28-39 M 15mm

CE MD

JAM OKAKI**ART. 10395** | 64353029 | 10-3-13-M

28-39 M 13 mm

JAM OKAKI**ART. 10301** | 64633429 | 10-3-17-M

28-33 M

ART. 10564 | 64667001 | 10-3-17-M

32-39 M

CE MD



JAM OKAKI

ART. 10307 | 64933422 | 10-3-12-S

21-33 S 9 mm



JAM OKAKI

ART. 10391 | 65553008 | 10-3-12-S

21-35 S 9 mm

ART. 10392 | 65553009 | 10-3-12-L

21-35 L 9 mm



JAM OKAKI

ART. 10396 | 65153008 | 10-3-12-S

23-35 S 9 mm

ART. 10397 | 65153009 | 10-3-12-L

24-32 L 9 mm



ART. 05651 | 64853400 | 05-3-04-M

21,5-27,5 M



JAM OKAKI

ART. 05595 | 65137410 | 05-3-04-M

20-27,5 M

CE MD



ART. 05593 | 65137408 | 05-3-04-M

35,5-40 M


ART. 05584 | 65133440 | 05-3-04-L

35,5-40 L

JAM




ART. 10385 | 71943004 | 10-3-53-M



JAM




ART. 10386 | 72443012 | 10-3-53-M



JAM




ART. 10496 | 72463001 | 10-3-53-M



JAM




ART. 10497 | 71363001 | 10-3-53-M



JAM




ART. 10567 | 71367001 | 10-3-53-S




JAM




ART. 10569 | 72467001 | 10-3-53-S



ART. 10568 | 71367002 | 10-3-53-L




ART. 10570 | 72467002 | 10-3-53-L






JAM

ART. 10321 | 71333418 | 10-3-53-M



JAM

ART. 10322 | 72433415 | 10-3-53-M



Mendivil®

ART. 30011 | 71382457 | 30-3-06



16-33

CE MD



Mendivil®

ART. 30010 | 72482466 | 30-3-06



18-37

CE MD



Mendivil®

ART. 30037 | 72427401 | 30-3-11



18-21

ART. 30037 | 72403453 | 30-3-11



22-40

CE MD






ART. 60008 | 64363447 | 60-3-01-L



ART. 60008 | 64363448 | 60-3-01-L



ART. 60007 | 65463443 | 60-3-01-L



ART. 60007 | 65463444 | 60-3-01-L



ART. 60009 | 65163414 | 60-3-01-L



ART. 60003 | 65627418 | 60-3-01-L



ART. 60002 | 65127427 | 60-3-01-L | Fór



STØRRELSEGUIDE | NEW BALANCE

HERRE

EUR	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46,5	47	47,5	49	50	51	52	53
US	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14	15	16	17	18
CM	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	32	33	34	35	36

DAME

EUR	35	36	36,5	37	37,5	38	39	40	40,5	41	41,5	42,5	43	43,5	44
US	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
CM	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29

BARN

EUR	28	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33	33,5	34,5	35	35,5	36	37	37,5	38	38,5	39	40
US	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7

VIDDEMÅLTABELL | SOLIDUS

VIDDEMÅLTABELL I CM

	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	14 1/2	15	15 1/2	16
F	21,5	21,75	22	22,25	22,5	22,75	23	23,25	23,5	23,75	24	24,25	24,5	24,75	25	25,25	25,50										
G	22	22,5	22,5	22,75	23	23,25	23,5	22,75	24	24,25	24,5	24,75	25	25,25	25,5	25,75	26	26,25	26,5	26,75	27	27,25	27,5	27,75	28	28,25	28,5
H	22,5	22,75	23	23,25	23,5	23,75	24	24,25	24,5	24,75	25	25,25	25,5	25,75	26	26,25	26,5	26,75	27	27,25	27,5	27,75	28	28,25	28,5	28,75	29
J	23	23,25	23,5	23,75	24	24,25	24,5	24,75	25	25,25	25,5	25,75	26	26,25	26,5	26,75	27										
K	23,5	23,75	24	24,25	24,5	24,75	25	25,25	25,5	25,75	26	26,25	26,5	26,75	27	27,25	27,5	27,75	28	28,25	28,5	28,75	29	29,25	29,5	29,75	30
M	24,5	24,75	25	25,25	25,5	25,75	26	26,25	26,5	26,75	27	27,25	27,5	27,75	28	28,25	28,5										
N	25,05	25,3	25,55	25,8	26,05	26,3	26,55	26,8	27,05	27,3	27,55	27,8	28,05	28,3													
N							27,25	27,5	27,75	28	28,25	28,5	28,75	29	29,25	29,5	29,75	30	30,25								
W	24,55	24,7	24,95	25,2	25,45	25,7	25,95	26,2	26,45	26,7	26,95	27,2	27,45	27,7													

Denne måletabellen beskriver innvendig vidde i de enkelte størrelser. Her ser du hvor mange skonommer du må gå opp eller ned for å ha det samme innvendige volum om du endrer på viddene.

Et eksempel:

Vidde F er en vanlig butikkvidde på damesko brukt på de fleste sko fra Gabor og tilsvarende. Trenger kunden en vidde på 24,5 cm må du her bruke størrelse 9.

Tar du vidde M, som er vanlig på tilsvarende sko fra Solidus, holder det å bruke størrelse 3. Forskjellen er rett og slett enorm.

I tillegg til de gode viddene, er også spesialsko laget dypere slik at skoen ikke kipper når man legger i en fotseng. De har forsterket og forlenget hælkappe, og har en ekstra gelenk.

Alt dette for at skoen skal sitte bedre på foten, og ikke minst gi hjelpemiddelet best mulig effekt.



For dine føtter

Vi er opptatt av gode produkter med beste kvalitet.

Vi legger stor vekt på å fremskaffe fottøy som tilfredsstillende den ortopediske bransjens strenge krav til tekniske egenskaper, spesielt i forhold til gelenk, hælkappe, vidde og volum.

Vi setter sammen vårt brede utvalg gjennom tett samarbeid direkte med en rekke fabrikker. Dette samarbeidet sikrer at vi får en kolleksjon som dekker de fleste behov gjennom hele året.



magnussen-spesialsko.no