Blatchford Liner- und Sleeve-Katalog



Blatchford im Überblick

Blatchford ist ein mehrfach ausgezeichneter Hersteller einiger der weltweit fortschrittlichsten Prothesentechnologien. Wir verbinden klinische Expertise mit wegweisenden Innovationen, um Mobilität neu zu definieren. Unser evidenzbasierter Ansatz stellt das Wohlbefinden und die langfristige Gesundheit der Träger in den Vordergrund.

Seit unserer Gründung im Jahr 1890 blicken wir auf eine lange Geschichte von Pionierleistungen zurück und sind nach wie vor weithin für unser Engagement für Innovation in der Branche anerkannt.

Wir sind stolz darauf, sowohl das allererste kommerziell erhältliche Hydraulik-Fußgelenk, sowie das erste mikroprozessorgesteuerte Hydraulik-Fußgelenk, als auch das weltweit erste vollständig integrierte Prothesensystem entwickelt zu haben. Darüber hinaus haben wir als erstes Unternehmen eine laserperforierte, atmungsaktive Silikon-Linerlösung entwickelt und patentiert. Unsere wegweisende Technologie wurde zudem mit zahlreichen renommierten Auszeichnungen geehrt, darunter der Queen's Award, der MacRobert Award, der German Design Award und der Medical Design Excellence Award.

Unser ganzheitlicher Ansatz bei der Produktentwicklung stellt den ganzen Menschen in den Mittelpunkt und nicht nur seine Mobilitätseinschränkung. So stellen wir sicher, dass unsere Lösungen Menschen dabei unterstützen, jeden Tag optimal zu nutzen und gleichzeitig ihre langfristige Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu fördern. Durch eine enge Zusammenarbeit tragen wir außerdem dazu bei, wissenschaftliche Evidenz zu schaffen und bewährte Verfahren in der Branche weiterzuentwickeln. Damit schaffen wir eine fundierte Grundlage für medizinische Fachkräfte, um passende Lösungen sicher und zielgerichtet zu verordnen und optimale Ergebnisse zu erzielen.

Blatchford Liner- und Sleeve-Sortiment

Blatchford hat ein Liner- und Sleeve-Sortiment zusammengestellt, das durch innovative Produktentwicklung die erstklassigen Prothesenlösungen für die untere Extremität ergänzt und einer Vielzahl von Bedürfnissen der Träger gerecht wird.

Dieser Katalog stellt Ihnen das Liner- und Sleeve-Sortiment von Blatchford vor und soll Sie bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich der Verordnung von Schaftinterfaces, Aufhängungsmethoden und zugehörigem Zubehör unterstützen, während er den Bestellvorgang durch klare, leicht navigierbare Informationen erleichtert.

Blatchford
Mobility Made Possible

Inhaltsverzeichnis

Design-Merkmale von Liner und Sleeve	4
Materialbeschreibungen	5
Verordnungsempfehlungen	6
Aktivitätslevel	7
Richtlinien zur Messung	8-9
Liner-Pflege und Hygiene	10-11
Übersicht über Liner und Sleeves	12-13
Blatchford move, active und xplore Liners	14-21
Blatchford move und xplore Sleeves	22-25
Im Fokus: Silcare Breathe™	26-27
Blatchford Silcare™ Liners	28-35
Kits, Ventile, Verriegelungen und Zubehörs	36-37
Globale Garantieerklärung	38

Design-Merkmale von Liner und Sleeve

Design-Merkmale		Beschreibung	Vorteile auf einen Blick
Breathable		Patentierte, lasergebohrte Perforationen ermöglichen eine bessere Luftzirkulation und lassen Feuchtigkeit entweichen, wodurch der Stumpf trockener bleibt und ein gesünderes Hautbild entsteht. Durch die Reduktion von Schweiß wird die Reibung bei Bewegungen verringert und die Sicherheit erhöht.	✓ Schweißreduzierung. ✓ Trockeneres, gesünderes Hautbild.
Locking		Bietet sicheren Halt durch ein Pin-Lock- oder Lanyard-System und sorgt gleichzeitig für Komfort und Polsterung des Stumpfes. Eine verstärkte distale Matrix trägt dazu bei, Kolbenbewegungen zu reduzieren und die Stabilität zu verbessern.	✓ Sicherer Halt. ✓ Kein Sleeve erforderlich. ✓ Erhöhte Knieflexion.
Cushion		Trägt zur Stabilisierung des Weichgewebes bei und verteilt den Druck gleichmäßig über den Stumpf. Bietet Polsterung und Schutz zur Verbesserung von Komfort und Schaftpassform. Für die Verwendung mit einem Suspensions-Sleeve konzipiert.	✓ Erhöhter Komfort und Polsterung. ✓ Verbesserter Haut- und Gewebeschutz.
Sleeve		Sorgt für sicheren Halt, indem eine Abdichtung zwischen Stumpf und Schaft hergestellt wird. Trägt dazu bei, eine komfortable und stabile Verbindung zwischen Stumpf und Prothese aufrechtzuerhalten.	✓ Verbessert Komfort und Stabilität. ✓ Materialbeschreibungen.



Materialbeschreibungen

Silikon

Am weichsten

Am härtesten

Silcare™ Walk Silikon ist ein weiches Silikon, das Polsterung und Anpassungsfähigkeit mit einer reibungsarmen Oberfläche bietet. Scherkräfte werden daurch reduziert und empfindliche oder fragile Stümpfe bei Trägern mit niedriger bis mittlerer Aktivität geschützt.

Silcare™ Active Silikon ist ein festes Silikon, das ein sicheres und reaktionsschnelles Interface bietet, Kontrolle und Stabilität verbessert und Scherkräften entgegenwirkt – für Träger mit höherer Aktivität und gut konditionierten Stümpfen.

Thermoplastic Elastomers (TPE)

Am weichsten

Am härtesten

Weiches TPE-Gel ist ein weiches, elastisches TPE-Gel mit Antioxidantien, das Scherkräfte und Reibung reduziert, vertikale Kräfte absorbiert und die Hautgesundheit unterstützt. Ideal für empfindliche oder fragile Haut, auch bei Diabetikern.

Haftendes TPE-Gel ist ein weiches, haftendes TPE-Gel, das hohe Haftung für ein sicheres Suspensionsgefühl und verbesserte Kontrolle bietet, während es vertikale Kräfte und Scherkräfte bei Trägern mit gesunder Haut absorbiert.

Festes TPE Gel ist ein hochdichtes TPE-Gel, das Kontrolle und Stabilität verbessert, indem es die Bewegung des Weichgewebes einschränkt und gleichzeitig vertikale Kräfte und Scherkräfte absorbiert. Ideal für Träger mit mittlerer bis hoher Aktivität.

Blatchford Gewebetechnologie

Materialgewebe	Materialeigenschaften	Symbol	Symbolbeschreibung
Beige	Sowohl horizontale als auch vertikale Dehnung.		Hoch bi-axiales Dehnungsgewebe
Braun	Reduzierte vertikale Dehnung.		Gewebe mit mittlerer vertikaler Dehnbarkeit
Schwarz	Stark reduzierte vertikale Dehnung.		Gewebestruktur mit geringer vertikaler Dehnbarkeit
Silcare Engineered Fabric	Proximal biaxiale und distal uniaxiale Dehnung.		Dual-Stretch-Geweb

Goldstandards

Knöchern	Weiches TPE-Gel, Haftendes TPE-Gel
Überschüssiges Gewebe	Festes TPE Gel, Silcare™ Silikon
Narbengewebe	Weiches TPE-Gel
Konisch	Weiches TPE-Gel, Haftendes TPE-Gel
Schweißmanagement	Silcare™ Breathe Silikon
Volumenschwankungen !	Festes TPE Gel, Silcare™ Silikon
Diabetisch/empfindlich	Weiches TPE-Gel

! Mit besonderer Sorgfalt verwenden.

Blatchford

Verordnungsempfehlungen

Auswahl der Liner

Liner	Amputationshöhe		Suspension	Aktivitätslevel				Material
	BK	AK	Cushion/Locking	1	2	3	4	
move	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Weiches TPE-Gel
active	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Haftendes TPE-Gel
xplore	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	Festes TPE-Gel
Silcare Walk	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	Silikon (Soft)
Silcare Breathe Walk	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	Silikon (Soft)
Silcare Active	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	Silikon (Firm)
Silcare Breathe Active	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	Silikon (Firm)

Stumpfform

Liner	Diabetisch/ empfindlich	Volumen-management !	Schweiß-management	Konisch	Vernarbt/Haut-transplantation	Sehr knöchern
move	✓	✗	✗	✓	✓	✓
active	✗	✗	✗	✓	✗	✓
xplore	✗	✓	✗	!	✗	✗
Silcare Walk	✓	✓	✗	✓	!	!
Silcare Breathe Walk	✓	✓	✓	✓	!	!
Silcare Active	✗	✓	✗	!	✗	✗
Silcare Breathe Active	✗	✓	✓	!	✗	✗

! Mit besonderer Sorgfalt verwenden.

Auswahl der Sleeves

Sleeve	Aktivitätslevel				Material
	1	2	3	4	
move	✓	✓	✓	✗	Weiches TPE-Gel
xplore	✗	✓	✓	✓	Haftendes TPE-Gel

Aktivitätslevel

Leitfaden für die Aktivitätsstufen bei der Versorgung

4 Level 4 beschreibt die Fähigkeit oder das Potenzial, sich mit einer Prothese über grundlegende Gehfähigkeiten hinaus zu bewegen und dabei hohe Belastungs-, Stoß- oder Energieanforderungen zu bewältigen. Typisch für die prothetischen Anforderungen von Kindern, aktiven Erwachsenen oder Sportlern.

1 Level 1 beschreibt die Fähigkeit oder das Potenzial, eine Prothese für Transfers oder zum Gehen auf ebenen Flächen mit gleichbleibender Gehgeschwindigkeit zu nutzen. Typisch für Anwender mit eingeschränkter oder uneingeschränkter Mobilität innerhalb des häuslichen Umfelds.

4 1
3 2

3 Level 3 beschreibt die Fähigkeit oder das Potenzial von Bewegungen mit variabler Ganggeschwindigkeit. Typisch für Anwender, die sich sicher in unterschiedlichen Umgebungen bewegen können und in der Lage sind, die meisten Hindernisse des täglichen Lebens zu überwinden. Berufliche, therapeutische oder sportliche Aktivitäten können dabei Anforderungen an die Prothese stellen, die über einfaches Gehen hinausgehen.

2 Level 2 beschreibt die Fähigkeit oder das Potenzial zum Gehen mit einer Prothese und zum Überwinden leichter Hindernisse im Alltag wie Bordsteinen, Treppen oder unebenen Untergründen. Typisch für Anwender, die sich nur eingeschränkt außerhalb des häuslichen Umfelds bewegen können.

Leitfaden zur Versorgung nach Belastungsniveau

Low	Tägliches Gehen und gelegentlicher Sport wie Golf und Wandern.
Moderate	Tägliches Gehen und gelegentliche sportliche Aktivitäten wie Golfen oder Wandern.
High	Tägliche Aktivitäten wie Langstreckenlauf, Klettern, Heben und Tragen schwerer Gegenstände zu beruflichen Zwecken.

Hinweise

Bitte wenden Sie sich für Informationen zur Versorgung und Hinweise zur Anpassung an Ihren Blatchford-Außendienstmitarbeiter. Dies gilt insbesondere bei der Auswahl eines neuen Produkts oder bei Anwendern mit besonderen Anforderungen.

Ziehen Sie vor der Verwendung eines Produkts stets die entsprechenden technischen Informationen zurate; prüfen Sie die Gebrauchsanweisung des Produkts (IFU) oder besuchen Sie die Blatchford-Website für die aktuellsten Produktinformationen.



Blatchford




Messanleitung


Schritt 1. Der Patient sollte sich sicher und bequem positionieren, sodass der Stumpf nach unten zeigt und das verbliebene Gewebe nach unten hängt.

Schritt 2. Anhand der nachfolgenden Richtlinien zu Amputationshöhe, Produkt und Marke bestimmen Sie, an welchen Stellen die Maße genommen werden sollten.


Unterschenkel-Liner



Oberschenkel-Liner



Suspension Sleeves




Schritt 3. Legen Sie entsprechend der oben beschriebenen Positionierung ein Maßband um den Stumpf. Es sollte straff auf der Haut anliegen, aber nicht so eng sein, dass es Abdrücke hinterlässt.

Schritt 4. Wenn der gemessene Umfang zwischen zwei Produktgrößen liegt wird empfohlen die kleinere der beiden Größen zu wählen.

Schritt 5. Berücksichtigen Sie die Länge des Stumpfes. Bei einem besonders langen oder kurzen Stumpf kann die Auswahl geeigneter Produkte eingeschränkt sein.

Klassifizierung der Stumpflänge	Einschränkungen
Kurz	Sealing-Liner-Versorgungen nicht geeignet. Die Matrix sollte nicht weiter proximal als der Fibulakopf oder die Patellasehne liegen.
Mittel	Keine Einschränkungen.
Lang	Der Lock- oder Lanyard-Mechanismus kann zu viel zusätzliche Länge verursachen, sodass möglicherweise nicht genügend Platz für die Komponenten vorhanden ist. Der Liner bedeckt möglicherweise den oberen Bereich des Prothesenschafts nicht vollständig.

Schritt 6. Berücksichtigen Sie die Form des Stumpfes. Konisch zulaufende oder keulenförmige Stümpfe können eine spezielle Versorgung erfordern.



Wählen Sie einen weichen und dehnbaren Liner.

Größte Auswahl an verfügbaren Liner-Optionen

Wählen Sie einen weichen und dehnbaren Liner.

Blatchford



Liner-Pflege und Hygiene

Unabhängig von der gewählten Suspensionsmethode ist es entscheidend, den Stumpf und alle hautberührenden Produkte sauber und trocken zu halten. So wird ein gesundes Umfeld für den Anwender geschaffen.

Die nachfolgenden Anweisungen sind allgemeine Richtlinien, die für die meisten Liner und Sleeves gelten sollten. Machen Sie sich in jedem Fall jedoch mit den spezifischen Pflegehinweisen für Ihre gewählten Produkte vertraut.

Reinigung des Liners oder Sleeves

Waschen Sie das Innere des Produkts täglich, um eine Bakterienansammlung zu vermeiden.

⚠ **Gehen Sie beim Umgang mit dem umgestülpten Produkt vorsichtig vor, um zu vermeiden, dass sich Staub, Schmutz und andere Verunreinigungen ansammeln, die Hautreizungen verursachen könnten.**

⚠ **Vor Gebrauch gründlich trocknen.**

⚠ **Nicht im Wäschetrockner trocknen.**

⚠ **Weisen Sie den Anwender darauf hin, Beschädigungen oder Verschleiß am Liner umgehend seinem Techniker zu melden.**

Handwäsche

1. Stülpen Sie das Produkt so um, dass die Silikon-/TPE-Seite nach außen zeigt.
2. Reinigen Sie das Silikon/TPE und die distale Kappe mit einer Lösung aus Wasser und parfümfreier, pH-neutraler Seife.
3. Spülen Sie den Liner oder Sleeve mit sauberem Wasser ab, um alle Rückstände zu entfernen.

4.1 Stülpen Sie das Produkt so um, dass die Silikon-/TPE-Seite nach innen zeigt.

4.2 Nur für Silcare Breathe™ Locking-Liner: Reinigen Sie einmal pro Woche das Ventil und sorgfältig die distale Kappe.

4.3 Nur für Silcare Breathe™ Liner, mindestens einmal pro Woche: Füllen Sie das Produkt mit warmem Wasser, während Sie das proximale Ende geschlossen halten und das distale Ende zusammendrücken, um das Wasser durch die Perforationen zu spülen.

5. Tupfen Sie den Liner oder Sleeve entweder mit einem fusselfreien Tuch trocken oder lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Hinweis: Trocknen Sie das Produkt stets so, dass die Silikon-/Gel-Seite nach innen zeigt. Andernfalls kann sich der Stoff dehnen und verformen.

Videoanleitung zur Reinigung der Silcare Breathe™ Liner

Reinigung des Stumpfes

Kontrollieren oder Überprüfen Sie den Stumpf vor und nach der Verwendung der Prothese oder mindestens täglich.

⚠ **Anwender sollten dazu angehalten werden, jede Verschlechterung des Zustands des Stumpfes umgehend ihrem Techniker zu melden.**

1. Reinigen Sie die Haut täglich mit einer parfümfreien, pH-neutralen Seife.
2. Spülen Sie die Haut mit sauberem Wasser ab, um alle Rückstände zu entfernen.
3. Stumpf trocknen.
4. Falls von einem Arzt empfohlen, tragen Sie Lotion auf trockene Haut auf, wenn kein Liner getragen wird (z. B. über Nacht). Reinigen Sie den Stumpf vor dem Anlegen des Liners von Lotionsresten.

⚠ **Stellen Sie sicher, dass beschädigte Haut oder offene Wunden angemessen verbunden sind, um direkten Kontakt mit dem Liner oder Sleeve zu vermeiden.**

Liner-Übersicht

Abbildung	Name	Artikel-nummer	Suspension	Amputation-shöhe	Aktivitäts-level	Material	Material-gewebe	Material-stärke
	Blatchford move Liner	BMCU BMLU	Cushion & Locking	TT und TF	1, 2, 3	Weiches TPE Gel	Hohe biaxiale Dehn-barkeit	3mm oder 6mm
	Blatchford active Liner	BACU BALU	Cushion & Locking	TT und TF	1, 2, 3	Haftendes TPE Gel	Gewebe mit mittlerer vertikaler Dehn-barkeit	3mm oder 6mm
	Blatchford xplore Liner	BXCU BXLU	Cushion & Locking	TT und TF	2, 3, 4	Festes TPE Gel	Geringe vertikale Dehn-barkeit	3mm oder 6mm
	Blatchford Silcare Breathe™ Walk	SBWTTCP SBWTTLP	Cushion & Locking	TT	1, 2	Weiches Silikon	Proximal biaxiale und distal uniaxiale Dehnung	Tapered 7mm distal - 3mm proximal
	Blatchford Silcare Breathe™ Active	SBATTCP SBATTLP	Cushion & Locking	TT	3, 4	Festes Silikon	Proximal biaxiale und distal uniaxiale Dehnung	Tapered 7mm distal - 3mm proximal
	Blatchford Silcare™ Walk	SWTTCP SWTTLP	Cushion & Locking	TT	1, 2	Weiches Silikon	Proximal biaxiale und distal uniaxiale Dehnung	Tapered 7mm distal - 3mm proximal
	Blatchford Silcare™ Active	SATTCP SATTLP	Cushion & Locking	TT	3, 4	Festes Silikon	Proximal biaxiale und distal uniaxiale Dehnung	Tapered 7mm distal - 3mm proximal

Sleeve-Übersicht

Abbildung	Name	Artikel-nummer	Aktivitäts-level	Material	Material-gewebe	Material-stärke
	Blatchford move Sleeve	BMSU	1, 2, 3	Weiches TPE Gel	Hohe biaxiale Dehnbarkeit	3mm
	Blatchford xplore Sleeve	BXSU	2, 3, 4	Haftendes TPE Gel	Geringe vertikale Dehnbarkeit	2mm

mobility maximised

Unabhängig von Ihrer Mobilität – holen Sie das Beste aus Ihren Möglichkeiten heraus.



move

Für den Einstieg.

Unsere **move**-Serie wurde für Anwender mit geringerer Mobilität entwickelt. Der Fokus liegt auf Komfort, Stabilität und dem Aufbau von Vertrauen. So unterstützen wir Anwender auf ihrem Weg zu mehr Selbstständigkeit.

Bewegung mit Selbstvertrauen.



active

Für den Alltag.

Unsere **active**-Serie richtet sich an Anwender mit unterschiedlicher Mobilität und einem höheren Maß an Selbstvertrauen. Es unterstützt bei alltäglichen Aktivitäten und ermöglicht es den Anwendern, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten – sicher und ohne Einschränkungen.

Für ein aktives Leben.



xplore

Für mehr Aktivität.

xplore richtet sich an Anwender mit höherer Mobilität, die mehr erreichen möchten – sei es bei der Rückkehr zu früheren Aktivitäten oder beim Erleben neuer Herausforderungen. Damit Anwender sich ohne Kompromisse bewegen können.

Entdecken Sie etwas Neues.



NEU

WIR STELLEN VOR

Blatchford move Liner



Entwickelt für Anwender mit geringer Aktivität.

Der Blatchford Move Liner ist ein weicher und flexibler Liner, der für Anwender mit geringerem Aktivitätsniveau sowie für Personen entwickelt wurde, die eine besonders schonende und schützende Versorgung benötigen. Dazu zählen beispielsweise ältere Menschen, Personen mit empfindlicher, diabetischer oder vaskulär bedingter Haut sowie Menschen nach einer kürzlich erfolgten Amputation.

Das hochelastische, in zwei Richtungen dehnbare Gewebe und das weiche Gel passen sich optimal an den Stumpf an. Dadurch bietet der Liner eine sanfte Polsterung und reduziert Scherkräfte.Das hochelastische Gewebe erleichtert das Anziehen des Liners, auch für Anwender mit eingeschränkter Handkraft oder Feinmotorik. Das weiche Gel in medizinischer Qualität enthält zudem ein Antioxidans, das dazu beiträgt, die Haut zu schützen und die Gesundheit des Stumpfes zu erhalten.

Blatchford



Cushion Locking


Vorteile auf einen Blick

- Geeignet für Unterschenkel- und Oberschenkelamputierte
- Extrem weiches Gel polstert und schützt den Stumpf
- Reibungsarme Kontaktfläche hilft, Scherkräfte auf der Haut zu minimieren
- Hochelastisches Gewebe erleichtert das Anziehen
- Verstärkte distale Matrix bei der Locking-Version



Cushion | Locking | Hoch bi-axiales Dehnungsgewebe | Weiches TPE-Gel

Querschnitt



Größentabelle und Teilenummern

Messen Sie den Umfang des Stumpfes 6cm oberhalb des distalen Endes.

Gemessene Größe (cm)	Cushion - BMCU		Locking - BMLU	
	3mm	6mm	3mm	6mm
16-19cm	BMCU16-3	BMCU16-6	BMLU16-3	BMLU16-6
20-23cm	BMCU20-3	BMCU20-6	BMLU20-3	BMLU20-6
24-25cm	BMCU24-3	BMCU24-6	BMLU24-3	BMLU24-6
26-27cm	BMCU26-3	BMCU26-6	BMLU26-3	BMLU26-6
28-31cm	BMCU28-3	BMCU28-6	BMLU28-3	BMLU28-6
32-34cm	BMCU32-3	BMCU32-6	BMLU32-3	BMLU32-6
35-37cm	BMCU35-3	BMCU35-6	BMLU35-3	BMLU35-6
38-43cm	BMCU38-3	BMCU38-6	BMLU38-3	BMLU38-6
44-53cm	BMCU44-3	BMCU44-6	BMLU44-3	BMLU44-6

Matrix
Größe 16 und 20: 10cm
Größe 24 und größer: 12–13cm

NEU

WIR STELLEN VOR

Blatchford active Liner



Entwickelt für Anwender mit geringer bis mittlerer Aktivität.

Der Blatchford Active Liner bietet eine ideale Kombination aus Komfort, Kontrolle und zuverlässiger Haftung für den täglichen Gebrauch. Er wurde für Anwender mit geringer bis mittlerer Aktivität, für mobile Anwender im Alltag sowie für Personen entwickelt, die mehr Sicherheit bei der Haftung ihrer Prothese wünschen.

Ein strapazierfähiges Gewebe mit mittlerer vertikaler Dehnbarkeit sorgt für eine verbesserte Kontrolle und trägt dazu bei, Kolbenbewegungen im Prothesenschaft zu reduzieren. Das weiche, dehnbare Gel in medizinischer Qualität passt sich eng an den Stumpf an. Seine von Natur aus haftenden Eigenschaften vermitteln Anwendern mit gesunder Haut ein hohes Maß an Sicherheit und Stabilität bei der Haftung.

Blatchford



Cushion Locking


Vorteile auf einen Blick

- Geeignet für Anwender mit Unter- und Oberschenkelamputation
- Weiches, haftendes Gel polstert den Stumpf und vermittelt ein sicheres Gefühl bei der Haftung
- Gewebe mit mittlerer vertikaler Dehnbarkeit für eine verbesserte Kontrolle
- Verstärkte distale Matrix bei der Locking-Version



Cushion | Locking | Gewebe mit mittlerer vertikaler Dehnbarkeit | Haftendes TPE-Gel

Querschnitt



Größentabelle und Teilenummern

Messen Sie den Umfang des Stumpfes 6cm oberhalb des distalen Endes.

Gemessene Größe (cm)	Cushion - BACU		Locking - BALU	
	3mm	6mm	3mm	6mm
16-19cm	BACU16-3	BACU16-6	BALU16-3	BALU16-6
20-23cm	BACU20-3	BACU20-6	BALU20-3	BALU20-6
24-25cm	BACU24-3	BACU24-6	BALU24-3	BALU24-6
26-27cm	BACU26-3	BACU26-6	BALU26-3	BALU26-6
28-31cm	BACU28-3	BACU28-6	BALU28-3	BALU28-6
32-34cm	BACU32-3	BACU32-6	BALU32-3	BALU32-6
35-37cm	BACU35-3	BACU35-6	BALU35-3	BALU35-6
38-43cm	BACU38-3	BACU38-6	BALU38-3	BALU38-6
44-53cm	BACU44-3	BACU44-6	BALU44-3	BALU44-6

Matrix
Größe 16 und 20: 10cm
Größe 24 und größer: 12–13cm

NEU

WIR STELLEN VOR

Blatchford xplore Liner



Entwickelt für Anwender mit hoher Aktivität.

Der Blatchford Xplore Liner wurde für hochaktive Anwender entwickelt, die maximale Kontrolle und Stabilität benötigen. Das Gewebe mit geringer vertikaler Dehnbarkeit minimiert die Längenausdehnung und Kolbenbewegungen. Dadurch entsteht eine enge und sichere Verbindung für eine leistungsorientierte prothetische Versorgung.

Das feste Gel in medizinischer Qualität bietet eine langlebige Polsterung und gewährleistet gleichzeitig eine stabile und direkte Verbindung. Der Liner eignet sich ideal für aktive Anwender, die lange Strecken zurücklegen oder anspruchsvollen Alltagsaktivitäten und sportlichen Aktivitäten nachgehen.

Blatchford



Cushion Locking


Vorteile auf einen Blick

- Geeignet für Anwender mit Unter- und Oberschenkelamputation
- Festes Gel polstert den Stumpf und reduziert vertikale Belastungen und Scherkräfte
- Das Gewebe mit geringer vertikaler Dehnbarkeit sorgt für eine optimale Kontrolle und minimiert Kolbenbewegungen
- Sichere und stabile Verbindung für hochaktive Anwender und anspruchsvolle Aktivitäten



Cushion | Locking | Gewebestruktur mit geringer vertikaler Dehnbarkeit | Festes TPE-Gel

Querschnitt



Größentabelle und Teilenummern

Messen Sie den Umfang des Stumpfes 6cm oberhalb des distalen Endes.

Gemessene Größe (cm)	Cushion - BXCU		Locking - BXLU	
	3mm	6mm	3mm	6mm
16-19cm	BXCU16-3	BXCU16-6	BXLU16-3	BXLU16-6
20-23cm	BXCU20-3	BXCU20-6	BXLU20-3	BXLU20-6
24-25cm	BXCU24-3	BXCU24-6	BXLU24-3	BXLU24-6
26-27cm	BXCU26-3	BXCU26-6	BXLU26-3	BXLU26-6
28-31cm	BXCU28-3	BXCU28-6	BXLU28-3	BXLU28-6
32-34cm	BXCU32-3	BXCU32-6	BXLU32-3	BXLU32-6
35-37cm	BXCU35-3	BXCU35-6	BXLU35-3	BXLU35-6
38-43cm	BXCU38-3	BXCU38-6	BXLU38-3	BXLU38-6
44-53cm	BXCU44-3	BXCU44-6	BXLU44-3	BXLU44-6

Matrix
Größe 16 und 20: 10cm
Größe 24 und größer: 12–13cm

NEU

WIR STELLEN VOR

Blatchford move Sleeve



Bietet eine komfortable und sichere Haftung.

Die Blatchford Move Sleeve sorgt für eine komfortable und sichere Haftung, indem sie einen zuverlässigen Abschluss zur Haut bildet, ohne die Durchblutung einzuschränken. Das weiche Gel in medizinischer Qualität ist besonders schonend zu empfindlicher Haut und enthält einen hohen Anteil an Antioxidantien. Dadurch eignet sich die Manschette besonders für ältere Menschen, Menschen nach einer kürzlich erfolgten Amputation sowie Anwender mit empfindlicher, diabetischer oder vaskulär bedingter Haut.

Das hochelastische, in zwei Richtungen dehnbare Gewebe und das weiche Gel erleichtern das Anziehen der Manschette auch für Anwender mit eingeschränkter Handkraft oder Feinmotorik. Der flexible Aufbau ermöglicht einen großen Bewegungsumfang im Knie und unterstützt dadurch natürliche Bewegungsabläufe. Gleichzeitig sorgt er auch bei alltäglichen Aktivitäten für eine zuverlässige und gleichbleibende Haftung.



Blatchford


Vorteile auf einen Blick

- Geeignet für empfindliche oder besonders schutzbedürftige Haut dank des mit Antioxidantien angereicherten Gels
- Minimiert die Kompression im proximalen Bereich und erhöht dadurch den Tragekomfort
- Das hochelastische, in zwei Richtungen dehnbare Gewebe unterstützt eine natürliche Kniebeugung
- Einfach anzuziehen und ideal für Anwender mit eingeschränkter Handkraft oder Feinmotorik



Uniform Materialstärke von 3mm | Hoch bi-axiales Dehnungsgewebe | Weiches TPE-Gel

Querschnitt



Größentabelle und Teilenummern

Messen Sie den Umfang des Beins 10cm oberhalb der Mitte des Knies.

Gemessene Größe (cm)	Blatchford move Sleeve (3mm) - BMSU
20-24cm	BMSU16-3
25-30cm	BMSU20-3
31-34cm	BMSU24-3
35-37cm	BMSU26-3
38-40cm	BMSU28-3
41-45cm	BMSU32-3
46-60cm	BMSU38-3
61-70cm	BMSU44-3

NEU

WIR STELLEN VOR

Blatchford xplore Sleeve



Entwickelt für Anwender mit mittlerer bis hoher Aktivität.

Die Blatchford Xplore Sleeve wurde für Anwender mit mittlerem bis hohem Aktivitätsniveau entwickelt, die den ganzen Tag über eine zuverlässige Haftung und eine verbesserte Kontrolle benötigen. Sie eignet sich ideal für Personen mit einem aktiven Alltag oder für Anwender, die anspruchsvolleren Aktivitäten wie Wandern oder Training im Fitnessstudio nachgehen.

Ein strapazierfähiges Gewebe mit geringer vertikaler Dehnbarkeit verbessert die Kontrolle über die Prothese und ermöglicht gleichzeitig eine komfortable Kniebeugung. Das schlanke Profil von nur 2 mm reduziert das Materialvolumen im Bereich des Knies und bietet dadurch hohen Tragekomfort bei geringem Gewicht, ohne die Haftung zu beeinträchtigen.


Das weiche Gel in medizinischer Qualität sorgt für einen sicheren und gleichmäßigen Abschluss zur Haut, ohne die Durchblutung einzuschränken. Die von Natur aus haftende Oberfläche verbessert die Haftung und trägt dazu bei, Scherkräfte auf der Haut bei alltäglicher oder längerer Nutzung zu reduzieren.



Blatchford

Vorteile auf einen Blick

- Sorgt für eine sichere und zuverlässige Haftung
- Das schlanke 2-mm-Profil reduziert das Materialvolumen und erhöht den Tragekomfort
- Das Gewebe mit geringer vertikaler Dehnbarkeit verbessert die Kontrolle über die Prothese
- Strapazierfähiger Aufbau für den aktiven täglichen Gebrauch geeignet




Uniform Materialstärke von 2mm

Gewebestruktur mit geringer vertikaler Dehnbarkeit

Haftendes TPE-Gel

Querschnitt



Größentabelle und Teilenummern

Messen Sie den Umfang des Beins 10cm oberhalb der Mitte des Knies.

Gemessene Größe (cm)	Blatchford xplore Sleeve (2mm) - BXSU
25-30cm	BXSU20-2
31-34cm	BXSU24-2
35-37cm	BXSU26-2
38-40cm	BXSU28-2
41-45cm	BXSU32-2


Im Fokus:

Silcare Breathe™


Die patentierte Silcare Breathe™-Technologie von Blatchford ermöglicht es, dass die zwischen Liner und Haut eingeschlossene Luft und Feuchtigkeit durch speziell entwickelte Perforationen im medizinischen Silikon entweichen können, während sich der Anwender bewegt.

Die daraus resultierende trockenere Extremität[2,3,4] bietet dem Patienten folgende Vorteile:

- Feuchtigkeitsbedingte Bewegungen und Reibung werden reduziert und ein sicherer Sitz über längere Zeit gewährleistet.
- Die Prothese muss dadurch tagsüber seltener abgenommen werden, sodass Anwender mehr Aktivitäten unternehmen können.
- Reduziert feuchtigkeitsbedingte Bewegungen und Reibung und schützt so den Stumpf vor Hautreizungen.
- Verhindert Hautschäden durch feuchte Haut.
- Verbessert das Wohlbefinden, indem eine angenehmere Bewegung und ein gesünderes Umfeld für den Stumpf ermöglicht werden.



Silcare Breathe™ Liner ermöglichen es, dass Luft und Schweiß entweichen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Linern wird dadurch weniger Feuchtigkeit zwischen Haut und Liner eingeschlossen.



Schweiß kann durch die Perforationen des Silcare Breathe™ Liners entweichen. So werden warme Luft und Feuchtigkeit von der Haut abgeführt und der Stumpf bleibt länger trocken.

References:

1. UK patent application# 1616241.4, grant# GB2554391. EU patent application# 17777365.2. US patent application# 16/335768, grant# 11103370.
2. McGrath M, McCarthy J, Gallego A, et al. The influence of perforated prosthetic liners on residual limb wound healing: a case report. Can Prosthet Orthot J 2019; 2(1).
3. Davies KC, McGrath M, Stenson A, Savage Z, Moser D, Zahedi S. Using perforated liners to combat the detrimental effects of excessive sweating in lower limb prosthesis users. Can Prosthet Orthot J. 2020;3(2).
4. Caldwell R, Fatone S. Technique for perforating a prosthetic liner to expel sweat. JPO J Prosthet Orthot 2017; 29: 145–147.



Blatchford Silcare Breathe™ Walk

Lösung für ein effektives Schweiß-management.



Cushion Locking

Für trans-tibiale Anwender mit geringerem Aktivitätsniveau entwickelt.

Der Blatchford Silcare Breathe™ Walk Liner wurde für Anwender mit Unterschenkelamputation und geringerem Aktivitätsniveau entwickelt, die unter Schweißbildung, Hautreizungen, Reibung oder einer verminderten Kontrolle im Prothesenschaft aufgrund von Feuchtigkeitsansammlungen im Liner leiden.

Der Liner besteht aus weicherem und flexiblerem medizinischem Silikon und ermöglicht einen besonders schonenden Kontakt mit empfindlicher oder sensibler Haut. Lasergebohrte Perforationen ermöglichen das Entweichen von Feuchtigkeit und tragen dazu bei, die Haut im Prothesenschaft trockener und stabiler zu halten. Eine glatte Tendresse™-Innenbeschichtung reduziert Scherkräfte auf der Haut und erhöht den Tragekomfort.


Ein nahtloses Dual-Stretch-Gewebe kombiniert proximale Dehnbarkeit in zwei Richtungen für mehr Komfort mit distaler Dehnbarkeit in einer Richtung für eine verbesserte Prothesenstabilität. Dies sorgt für einen sicheren und gleichmäßigen Sitz bei alltäglichen Gehaktivitäten.

Eine verstärkte distale Matrix (nur bei Locking-Versionen) verbessert die Kontrolle über den Prothesenschaft, reduziert Kolbenbewegungen und verbessert die Haftung.


Blatchford

Vorteile auf einen Blick

- Entwickelt für Anwender mit Unterschenkelamputation und geringer bis mittlerer Aktivität
- Weiches medizinisches Silikon bietet eine schonende Polsterung für empfindliche Haut
- Laserperforiertes Silikon ermöglicht das Entweichen von Feuchtigkeit
- Die Tendresse™-Beschichtung reduziert Scherkräfte und erhöht den Tragekomfort
- Das Dual-Stretch-Gewebe verbessert den Tragekomfort
- Die verstärkte 10cm lange distale Matrix (nur bei Locking-Versionen) verbessert die Stabilität



Querschnitt



Größentabelle und Teilenummern

Maß	Silcare Breathe™ Walk Cushion Liner	Silcare Breathe™ Walk Locking Liner
22.2 -23.5 cm	SBWTTCP22	SBWTTLP22
23.6 – 25 cm	SBWTTCP23	SBWTTLP23
25.1 – 26.5 cm	SBWTTCP25	SBWTTLP25
26.6 – 28 cm	SBWTTCP26	SBWTTLP26
28.1 – 30 cm	SBWTTCP28	SBWTTLP28
30.1 - 32 cm	SBWTTCP30	SBWTTLP30
32.1 – 34 cm	SBWTTCP32	SBWTTLP32
34.1 – 36 cm	SBWTTCP34	SBWTTLP34
36.1 – 40 cm	SBWTTCP36	SBWTTLP36
40.1 – 42 cm	SBWTTCP40	SBWTTLP40

Alle Locking-Liner werden mit den dafür erforderlichen Ventilen und Dummies geliefert.Ersatzteile für den Liner können separat bestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kits, Ventile, Locks und Zubehör.

Blatchford Silcare Breathe™ Active

Lösung für ein effektives Schweiß-management.



Cushion Locking

Für trans-tibiale Anwender mit hohem Aktivitätsniveau entwickelt.

Der Blatchford Silcare Breathe™ Active Liner wurde für hochaktive Anwender mit Unterschenkelamputation entwickelt, die unter Schweißbildung, Hautreizungen, Reibung oder einer verminderten Kontrolle im Prothesenschaft aufgrund von Feuchtigkeitsansammlungen im Liner leiden.

Der Liner besteht aus festem medizinischem Silikon mit lasergebohrten Perforationen. Diese ermöglichen das Entweichen von Feuchtigkeit und tragen dazu bei, durch Schweiß verursachte Hautprobleme zu reduzieren. Eine glatte Tendresse™-Innenbeschichtung reduziert Scherkräfte auf der Haut und erhöht den Tragekomfort.


Ein nahtloses Dual-Stretch-Gewebe kombiniert proximale Dehnbarkeit in zwei Richtungen für mehr Komfort mit distaler Dehnbarkeit in einer Richtung für eine verbesserte Prothesenstabilität. Dies sorgt für einen sicheren und gleichmäßigen Sitz bei alltäglichen Gehaktivitäten.

Eine verstärkte distale Matrix (nur bei Locking-Versionen) verbessert die Kontrolle über den Prothesenschaft, reduziert Kolbenbewegungen und verbessert die Haftung.

Blatchford


Vorteile auf einen Blick

- Entwickelt für Anwender mit Unterschenkelamputation und mittlerem bis hohem Aktivitätsniveau
- Festes medizinisches Silikon bietet Polsterung und Kontrolle
- Laserperforiertes Silikon ermöglicht das Entweichen von Feuchtigkeit.
- Die Tendresse™-Beschichtung reduziert Scherkräfte und erhöht den Tragekomfort.
- Das Dual-Stretch-Gewebe verbessert den Tragekomfort
- Die verstärkte 10cm lange distale Matrix (nur bei Locking-Versionen) verbessert die Stabilität



Breathe Cushion Locking Dual-Stretch-Gewebe Festes Silikon

Querschnitt



Größentabelle und Teilenummern

Maß	Silcare Breathe™ Active Cushion Liner	Silcare Breathe™ Active Locking Liner
22.2 -23.5 cm	SBATTCP22	SBATTLP22
23.6 – 25 cm	SBATTCP23	SBATTLP23
25.1 – 26.5 cm	SBATTCP25	SBATTLP25
26.6 – 28 cm	SBATTCP26	SBATTLP26
28.1 – 30 cm	SBATTCP28	SBATTLP28
30.1 - 32 cm	SBATTCP30	SBATTLP30
32.1 – 34 cm	SBATTCP32	SBATTLP32
34.1 – 36 cm	SBATTCP34	SBATTLP34
36.1 – 40 cm	SBATTCP36	SBATTLP36
40.1 – 42 cm	SBATTCP40	SBATTLP40

Alle Locking-Liner werden mit den dafür erforderlichen Ventilen und Dummies geliefert.Ersatzteile für den Liner können separat bestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kits, Ventile, Locks und Zubehör.

Blatchford Silcare™ Walk



Cushion Locking

Für trans-tibiale Anwender mit geringem Aktivitätsniveau entwickelt.

Der Blatchford Silcare™ Walk Liner wurde für Anwender mit Unterschenkelamputation und geringerem Aktivitätsniveau entwickelt, die eine weiche, flexible und komfortable Verbindung zum Prothesenschaft benötigen.

Der Liner besteht aus weichem medizinischem Silikon und ermöglicht einen besonders schonenden Kontakt mit empfindlicher oder sensibler Haut. In Kombination mit einer glatten Tendresse™-Innenbeschichtung trägt er dazu bei, Scherkräfte auf der Haut zu reduzieren und den Tragekomfort zu erhöhen.


Ein nahtloses Dual-Stretch-Gewebe kombiniert proximale Dehnbarkeit in zwei Richtungen für mehr Komfort mit distaler Dehnbarkeit in einer Richtung für eine verbesserte Prothesenstabilität. Dies sorgt für einen sicheren und gleichmäßigen Sitz bei alltäglichen Gehaktivitäten.

Eine verstärkte distale Matrix (nur bei Locking-Versionen) verbessert die Kontrolle über den Prothesenschaft und trägt dazu bei, Kolbenbewegungen zu reduzieren und die Haftung zu verbessern.


Blatchford

Vorteile auf einen Blick

- Entwickelt für Anwender mit Unterschenkelamputation und geringer bis mittlerer Aktivität
- Weiches medizinisches Silikon bietet eine schonende Polsterung für empfindliche Haut
- Die Tendresse™-Beschichtung reduziert Scherkräfte und erhöht den Tragekomfort
- Das Dual-Stretch-Gewebe verbessert den Tragekomfort
- Die verstärkte 10cm lange distale Matrix (nur bei Locking-Versionen) verbessert die Stabilität.



Querschnitt



Größentabelle und Teilenummern

Maß	Silcare™ Walk Cushion Liner	Silcare™ Walk Locking Liner
22.2 -23.5 cm	SWTTCP22	SWTTLP22
23.6 – 25 cm	SWTTCP23	SWTTLP23
25.1 – 26.5 cm	SWTTCP25	SWTTLP25
26.6 – 28 cm	SWTTCP26	SWTTLP26
28.1 – 30 cm	SWTTCP28	SWTTLP28
30.1 - 32 cm	SWTTCP30	SWTTLP30
32.1 – 34 cm	SWTTCP32	SWTTLP32
34.1 – 36 cm	SWTTCP34	SWTTLP34
36.1 – 40 cm	SWTTCP36	SWTTLP36
40.1 – 42 cm	SWTTCP40	SWTTLP40

Blatchford Silcare™ Active



Cushion Locking

Für trans-tibiale Anwender mit hohem Aktivitätsniveau entwickelt.

Der Blatchford Silcare™ Active Liner wurde für hochaktive Anwender mit Unterschenkelamputation entwickelt, die eine sichere, stabile und komfortable Verbindung zum Prothesenschaft benötigen.

Der Liner besteht aus festem medizinischem Silikon für maximale Kontrolle und verfügt über eine glatte Tendresse™-Innenbeschichtung, die dazu beiträgt, Scherkräfte auf der Haut zu reduzieren und den Tragekomfort zu erhöhen.


Ein nahtloses Dual-Stretch-Gewebe kombiniert proximale Dehnbarkeit in zwei Richtungen für mehr Komfort mit distaler Dehnbarkeit in einer Richtung für eine verbesserte Prothesenstabilität. Dies sorgt für einen sicheren und gleichmäßigen Sitz bei alltäglichen Gehaktivitäten.

Eine verstärkte distale Matrix (nur bei Locking-Versionen) verbessert die Kontrolle über den Prothesenschaft und trägt dazu bei, Kolbenbewegungen zu reduzieren und die Haftung zu verbessern.


Blatchford

Vorteile auf einen Blick

- Entwickelt für Anwender mit Unterschenkelamputation und mittlerem bis hohem Aktivitätsniveau.
- Festes medizinisches Silikon bietet Polsterung und Kontrolle.
- Die Tendresse™-Beschichtung reduziert Scherkräfte und erhöht den Tragekomfort.
- Das Dual-Stretch-Gewebe verbessert den Tragekomfort.
- Die verstärkte 10cm lange distale Matrix (nur bei Locking-Versionen) verbessert die Stabilität.



Querschnitt



Größentabelle und Teilenummern

Maß	Silcare™ Active Cushion Liner	Silcare™ Active Locking Liner
22.2 -23.5 cm	SATTCP22	SATTLP22
23.6 – 25 cm	SATTCP23	SATTLP23
25.1 – 26.5 cm	SATTCP25	SATTLP25
26.6 – 28 cm	SATTCP26	SATTLP26
28.1 – 30 cm	SATTCP28	SATTLP28
30.1 - 32 cm	SATTCP30	SATTLP30
32.1 – 34 cm	SATTCP32	SATTLP32
34.1 – 36 cm	SATTCP34	SATTLP34
36.1 – 40 cm	SATTCP36	SATTLP36
40.1 – 42 cm	SATTCP40	SATTLP40

Ventile und Zubehör

Artikelnummer		Produktname	Beschreibung
929074		Aria Valve Plus CA200-AVPM	Aria Valve Plus CA200-AVPM – Kompaktes automatisches Ausstoßventil
S-0000466		Threaded housing - metric for Aria Valve	Gewindehülse – metrisch für Aria Valve. Ersatzkappe für Aria Valve.
929055		VAC Barb 90 DEG 10-32 UNF to 1/8 ID BARB	VAC Barb 90° 10-32 UNF auf 1/8 ID BARB. 90-Grad-Schaftanschluss.
929054		One-way check valve	Rückschlagventil.
929051		In-line filter	Inline-Filter.
109308		M10 Lock Rod Assembly	M10-Verriegelungsbolzen
109408		1/4” UNC Lock Rod Assembly	1/4”-UNC-Verriegelungsbolzen
929062		Aria Hybrid Valve	Aria Hybrid Valve. Kompaktes Ventil zur automatischen Entlüftung mit Anschluss für Vakuumsystem.
905464		Vacuum tubing 1m length	Vakuumschlauch, 1 m Länge.
S-0000463		Aria AK Valve	Aria AK Valve. Ventil zur automatischen Entlüftung.
S-0000464		Aria AK Valve	Aria AK Valve. Mini-Ventil zur automatischen Entlüftung mit Ventilauslösung ohne gedrückt gehaltenen Knopf.

Lieferumfang: Ventile, Verriegelungen und Zubehör

Artikelnummer		Produktname	Besteht aus:	Beschreibung
109108		EXT PROSTHESIS CONN SOCKET LOCK	1 x 109208 1 x 100807 1 x 936116 1 x 100805	Externe Prothesen-Anschlussbuchsenverriegelung. Schaftverriegelung, Kunststoff, schwarz, Ø 8 x 25 L, Verriegelungsbolzen.
BSL Kit		BLATCHFORD SOCKET LOCK KIT	1 x 100802 1 x 925012 1 x 100808 1 x 910472 1 x 100804	Blatchford-Schaftverriegelungsset. Verriegelungszylinder; Feder Ø 9 x 12,7 Länge; Verriegelungskolben; Schraubensatz Innensechskant M4 x 8/Stahl; Entriegelungsknopf.
099132		TF SUCTION SOCKET VALVE KIT - STANDARD	1 x 093203 1 x 924137 1 x 099232 1 x 940046 1 x 093205	TF-Ventilset für Saugschaft – Standard. Ventilgehäuse; O-Ring; Ventilkörper-Baugruppe; Ventilschlüssel; Versenkungsscheibe.
099134		TF SUCTION SOCKET VALVE KIT - LARGE	1 x 093402 1 x 924142 1 x 099334 1 x 093403 1 x 940046	TF-Ventilset für Saugschaft – Large. Ventilgehäuse; O-Ring; Ventilkörper-Baugruppe; Versenkungsscheibe; Ventilschlüssel.
099135		TF FLEXIBLE SOCKET VALVE KIT - LARGE	1 x 099334 1 x 093501 1 x 093502 1 x 093503 1 x 940663 1 x 940046	TF-Ventilset für flexible Schäfte – Large. Ventilkörper-Baugruppe; Mutter für Saugventil; Versenkungsscheibe für Saugschafventil; Formteil für Saugschafventil; Ventilschlüssel.

Silcare Breathe™ Kits

Die Ventilkits und der Gießdummy sind für die Verwendung mit Silcare Breathe™ Walk- und Active-Linern vorgesehen.

Zugehörige Liner-Größe	Artikelnummer		Produktname	Besteht aus:	Beschreibung
22, 23, 25	559015		SBTTLP VALVE KIT - SMALL	1 x 559015 1 x 916095 1 x 916340	SBTTLP-Ventilset – Small. Ventil; Silikonscheibe; Nylonscheibe.
26, 28	559016		SBTTLP VALVE KIT - MEDIUM	1 x 559016 1 x 916095 1 x 916340	SBTTLP-Ventilset – Medium. Ventil; Silikonscheibe; Nylonscheibe.
30, 32, 34	559017		SBTTLP VALVE KIT - LARGE	1 x 559017 1 x 916095 1 x 916340	SBTTLP-Ventilset – Large. Ventil; Silikonscheibe; Nylonscheibe.
36, 40	559018		SBTTLP VALVE KIT - EXTRA LARGE	1 x 559018 1 x 916095 1 x 916340	SBTTLP-Ventilset – Extra Large. Ventil; Silikonscheibe; Nylonscheibe.
Einheitsgröße	559019		SBTTLP CASTING DUMMY KIT	CASTING DUMMY	SBTTLP-Gießdummy-Set. Gießdummy.

Globale Garantieerklärung

Blatchford Group gewährt für seine Produkte für einen bestimmten Zeitraum eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler von Blatchford („Herstellungsfehler“). Die Garantiefrist beginnt mit dem Datum, an dem das Produkt erstmals an Sie versendet wurde („Datum des Erstversands“), sofern nicht anders angegeben.

Wird innerhalb der Garantiefrist ein Herstellungsfehler festgestellt, wird Blatchford nach eigenem Ermessen das betroffene Teil oder Gerät reparieren oder ersetzen. Ist eine Reparatur nicht möglich, ersetzt Blatchford das Produkt durch ein anderes mit gleichwertiger Funktion. Ist dies nicht möglich, erstattet Blatchford den Kaufpreis, der mit dem Herstellungsfehler in Zusammenhang steht. Je nach den Umständen und nach Ermessen von Blatchford kann dies eine Erstattung eines bestimmten Teils oder des gesamten Produkts bedeuten. Die Garantie für ein repariertes oder ersetztes Teil ist auf die verbleibende Garantiefrist ab dem Datum des Erstversands beschränkt.

Soweit nach lokalem Recht zulässig, ist die Garantieleistung auf einen Betrag in Höhe der Kosten des ursprünglich ausgefallenen Teils bzw. gegebenenfalls des Geräts begrenzt und schließt sämtliche damit verbundenen oder daraus resultierenden Kosten aus. Zur Klarstellung: Der Begriff „sämtliche damit verbundenen oder daraus resultierenden Kosten“ umfasst unter anderem Kosten für zugehörige Teile, Montage und Demontage, Transport, Anreise und Bearbeitung sowie jegliche Form von Entschädigung.

Die Garantie gilt nicht für Schäden oder Probleme, die durch unsachgemäße Verwendung, Unfallschäden, Vernachlässigung, Verschleiß, nicht genehmigte Änderungen an Komponenten, fehlerhafte Montage oder, sofern nicht anders angegeben, das Eintauchen in Wasser entstehen.

Die in der mit dem Produkt gelieferten Dokumentation (Gebrauchsanweisung) angegebenen spezifischen Nutzungsbeschränkungen sind einzuhalten. Diese Garantie deckt keine Produkte ab, die zur Erfüllung der Kundenanforderungen modifiziert wurden, wenn diese Änderungen die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen können.

Blatchford übernimmt keine weiteren ausdrücklichen Garantien oder Zusicherungen, weder schriftlich noch mündlich. Soweit nach lokalem Recht zulässig, werden sämtliche stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Marktgängigkeit, zufriedenstellenden Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausgeschlossen. Einige Länder, Regionen, Bundesstaaten oder Provinzen erlauben keine Einschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Garantie. Daher gilt der vorstehende Haftungsausschluss möglicherweise nicht für Sie. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Darüber hinaus können Ihnen weitere Rechte zustehen, die je nach Land, Region, Bundesstaat oder Provinz unterschiedlich sein können.

Soweit nach lokalem Recht zulässig, sind die in dieser Garantieerklärung genannten Rechtsmittel Ihre einzigen und ausschließlichen Rechtsmittel. Sofern oben nicht anders angegeben, haften Blatchford oder seine Lieferanten in keinem Fall für direkte, besondere, zufällige, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig davon, ob diese auf einem Vertrag, einer unerlaubten Handlung oder einer anderen Rechtsgrundlage beruhen. Einige Länder, Regionen, Bundesstaaten oder Provinzen erlauben den Ausschluss bestimmter Schadensarten nicht. Soweit dies gesetzlich untersagt ist, gelten die vorstehenden Haftungsbeschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie.

Falls dem Produkt ein Garantieregistrierungsformular beiliegt, muss dieses vollständig ausgefüllt und an das Unternehmen zurückgesendet werden, damit die Garantie wirksam wird.

Sofern von Blatchford verlangt, muss ein Garantieantragsformular vollständig ausgefüllt und zusammen mit dem betroffenen Teil eingereicht werden, damit ein Garantieanspruch geltend gemacht werden kann.

Um einen Garantieanspruch für ein Produkt geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung.

Bitte beachten Sie, dass diese Garantieerklärung Änderungen unterliegen kann. In allen Fällen ist die aktuell gültige Garantieerklärung auf unserer Website veröffentlicht.

Die vollständigen und aktuellen Garantiebedingungen finden Sie auf der Blatchford Website.

Die Garantiezeit beginnt ab dem ursprünglichen Versanddatum, sofern nicht anders angegeben.

Hinweis: Für reparierte oder ersetzte Produkte gilt weiterhin das ursprüngliche Garantiedatum, da die verbleibende Garantiezeit ab dem ursprünglichen Kaufdatum erhalten bleiben muss.

Garantieübersicht

Silcare™ (Breathe) Liners	6 Monate
move Liner	12 Monate
active Liner	12 Monate
xplore Liner	12 Monate
move Sleeve	3 Monate
xplore Sleeve	3 Monate



+49 6142 48148 10 | customerservice@blatchford.de
Blatchford Europe GmbH, Am Prime-Parc 4,
65479 Raunheim, Germany.

blatchfordmobility.com

Blatchford

12218148425DE Iss1 09/26